

SEMPLICE E INTELLIGENTE



Sistema per l'analisi di ECG MAC 2000

Ottimizzazione per la struttura
ospedaliera



Semplice e **intelligente**

*Gli ambienti in cui viene fornita assistenza sanitaria complessa necessitano di soluzioni semplici. Apparecchiature che, semplicemente, funzionino sempre. Tecnologie che consentano di acquisire, nel modo più semplice possibile, dati chiari e affidabili. Strumenti intuitivi e facili da usare. E un supporto su cui poter contare a occhi chiusi. **Semplice.***

MAC™ 2000 di GE Healthcare aiuta il medico a ottenere una diagnosi rapida ed accurata grazie al programma di analisi Marquette™ 12SL. È il supporto diagnostico [†]di provata efficacia che vi occorre, in un sistema ECG intuitivo e facile da usare.

Davvero intelligente.



Semplice e **produttivo**



Acquisizione **facilitata dei tracciati** ECG con un solo gesto



Anteprima a schermo delle forme d'onda (12 derivazioni) e dei risultati ECG per ottimizzare i processi di visualizzazione e diagnosi



Varie opzioni di connettività ed esportazione per semplificare le operazioni di accesso, trasferimento e archiviazione dei dati



Programma di analisi ECG Marquette 12SL con motivazione delle affermazioni diagnostiche per supportare il processo decisionale clinico



MAC 2000 consente ai professionisti di essere più produttivi sin dal primo esame ECG. Gli strumenti disponibili, quali HookUp Advisor™, aiutano a identificare un segnale di qualità prima dell'acquisizione, contribuendo così a ridurre i costi degli ECG ripetuti. È il nostro modo di concepire un flusso di lavoro più semplice e intelligente, per riuscire a fare più cose in meno tempo.

Semplice e **connesso**




Ottimizzazione della connettività dei dati

MAC 2000 si connette facilmente alla rete ospedaliera esistente, semplificando le procedure di acquisizione, stampa, archiviazione e trasmissione degli ECG.

È il vostro anello di collegamento alla produttività, in ogni istante.

Opzioni per la connettività



Supporta i flussi di lavoro dematerializzati con opzioni di comunicazione bidirezionali, incluse funzioni per la gestione degli ordini e le procedure di ammissione, dimissione e trasferimento (ADT)

Connettività alla **cartella clinica informatizzata** attraverso EMR Gateway Pro

Connettività a **RIS/PACS** attraverso DICOM Gateway

Connettività a **sistemi informatici MUSE™ e CardioSoft™**, oppure esportazione dei report a directory condivisa su PC

Trasmissione dei tracciati da siti remoti attraverso protocollo FTPS

Connettività con LAN, Wi-Fi, porta seriale, modem, o scheda SD

Capacità **di esportazione nei formati PDF e XML**


Memorizzazione interna di 200 ECG

Semplice e affidabile

- **Programma di analisi ECG Marquette 12SL** con misurazioni e interpretazioni
- Il **rilevamento automatico delle aritmie** massimizza le capacità di analisi del ritmo e minimizza il consumo di carta
- **Algoritmo ACI-TIPI** per l'ischemia cardiaca acuta
- **L'interpretazione basata sul sesso del paziente** migliora la sensibilità di rilevamento dell'infarto del miocardio acuto nelle donne
- **Analisi dell'intervallo RR** per il rilevamento di schemi nella variabilità della frequenza cardiaca[†]
- **Report full disclosure in PDF:** fino a 5 minuti della derivazione selezionata[†]

MAC 2000 offre gli approfondimenti diagnostici di cui il medico ha bisogno. Grazie al potente programma di analisi Marquette 12SL, il sistema offre una serie completa di strumenti di analisi di cui potete fidarvi, poiché sono stati rigorosamente verificati rispetto a database clinicamente correlati di differenti popolazioni di pazienti. Supportare i vostri processi decisionali clinici non è mai stato così semplice.

[†]L'analisi dell'intervallo RR e Full Disclosure non è disponibile in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante GE Healthcare locale.



Semplice e supportato



MAC 2000 è sinonimo di semplicità dal momento in cui aprite la scatola. L'installazione non interferisce con le normali attività ospedaliere.

L'interfaccia intuitiva e familiare porta i medici ed i paramedici a non aver bisogno di giorni interi di formazione: saranno sufficienti pochi minuti.

E poiché sappiamo che le esigenze di formazione possono cambiare da un'équipe all'altra, offriamo convenienti strumenti di training basati su computer per l'apprendimento on-demand.

Per accedere all'assistenza offerta da GE Healthcare, costantemente a vostra disposizione, sono sufficienti un clic con il mouse o una telefonata. La nostra ampia rete di tecnici esperti è pronta a fornirvi assistenza, ciò contribuisce a ridurre al minimo i tempi di inattività. Un altro modo in cui MAC 2000 sceglie la semplicità per offrirvi un'esperienza piacevole e senza intoppi.



Semplice e **possi- bile**



Per saperne di più sul
sistema **MAC 2000**
ECG, contattate il
rappresentante di GE
Healthcare o visitate
www.gehealthcare.com.



GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali rivoluzionari per rispondere alla richiesta di maggiore accesso, migliore qualità e riduzione dei costi dell'assistenza sanitaria nel mondo. GE (NYSE: GE) affronta le più complesse problematiche investendo su persone e tecnologie all'avanguardia.

Da imaging clinico, software e IT, monitoraggio e diagnostica dei pazienti, a studio di nuovi farmaci, tecnologie per la produzione biofarmaceutica e soluzioni per il miglioramento delle prestazioni:

Imagination at work

©2018 General Electric Company – Tutti i diritti riservati.

General Electric Company si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche e caratteristiche qui illustrate o di sospendere in qualsiasi momento il prodotto descritto senza alcun obbligo di notifica. Rivolgersi al proprio rappresentante GE per ottenere informazioni più aggiornate.

GE, il monogramma GE, CardioSoft, HookUp Advisor, MAC, Marquette e MUSE sono marchi di fabbrica di General Electric Company.

Tutti gli altri nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati dei rispettivi proprietari.

GE Healthcare, una divisione di General Electric Company.

MAC 2000 1.1 SP6
JB50049XXc(1)